



ColdFAST

DW-HL528M



Technische Spezifikationen

ColdFAST

DW-HL528M

DW-HL528M

Technische Daten	Konstruktionsart	Standgerät
	Kapazität (l)	528
	Innenmaße (B x T x H) mm	585 x 696 x 1266
	Außenmaße (B x T x H) mm	931 x 1040 x 1947
	Packmaße (B x T x H) mm	1035 x 1165 x 2158
	Netto-/Bruttogewicht (kgs)	273 / 317
Leistung	Kühlleistung (°C)	-86
	Temperaturbereich (°C)	-40 ~ -86
	Umgebungstemperatur (°C)	16 ~ 32
	Klimaklasse	N
	Lautstärke (dB(A))	50
	Controller	Microprozessor
	Bildschirm	10" Intelligenter HD-Touchscreen
Kältetechnik	Kompressor	2 Stück
	Kühlungsart	Direktkühlung / Einzelkaskade
	Abtaubetrieb	Manuell
	Kältemittel	HC
	Dicke der Isolierung (mm)	130
	Konstruktion	Außengehäuse
Innengehäuse		Rostfreier Stahl
Einlegeböden		3 (rostfreier Stahl)
Innentüren		4 (Optional: 2)
Türschloss		Ja, mit Schlüssel
Vorhängeschloss-Vorrichtung		Ja
Zugang Testport		2 Stück Ø 25 mm
Rollen		4 + (2 Ausgleichsfüße)
Datenerfassung / Zeit / Dauer		USB / Aufnahme alle 5 Minuten / 10 Jahre
Backup-Batterie		Ja
WiFi		Ja
Alarm		Temperatur
	Elektrik	Stromausfall, schwache Batterie
	System	Sensordfehler, Kommunikationsfehler der Hauptplatine, Überhitzung des Verflüssigers, Tür offen
Elektrische Daten	Stromversorgung (V/Hz)	220-240~ / 50
	Nennleistung (W)	1300
	Stromverbrauch (KWh/24h) bei 20°C Umgebungsraum	8,6
	Stromstärke (A)	11,1
Zubehör	Standard	RS485, Fernalarmkontakt
	Optional	Chartrecorder, CO2-Backup-System, Thermodrucker, Bluetooth-Drucker, Fingerabdruck oder RFID-Chip, Racks

Die in dieser Broschüre angegebenen Modelle, Parameter und Leistungen können aufgrund von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Produktabbildungen in dieser Broschüre können von den tatsächlichen Produkten abweichen. Wenn Sie ein Produkt kaufen möchten, überprüfen Sie bitte das tatsächliche Produkt.