




ColdFAST

DW-UW258 CRYO



CARLO ERBA
REAGENTS

Technische Spezifikationen

ColdFAST

DW-UW258

DW-UW258

Technische Daten	Konstruktionsart	Truhe
	Kapazität (l)	258
	Innenmaße (B x T x H) mm	1140 x 410 x 552
	Außenmaße (B x T x H) mm	2250 x 940 x 1120
	Packmaße (B x T x H) mm	2399 x 1084 x 1299
	Netto-/Bruttogewicht (kgs)	435 / 510
Leistung	Kühlleistung (°C)	-145
	Temperaturbereich (°C)	-110 ~ -150
	Umgebungstemperatur (°C)	16 ~ 32
	Klimaklasse	N
	Lautstärke (dB(A))	70
	Controller	Microprozessor
Kältetechnik	Bildschirm	Digital Display
	Kompressor	1 Stück
	Kühlungsart	Direktkühlung
	Abtaubetrieb	Manuell
	Kältemittel	Gasgemisch
	Dicke der Isolierung (mm)	185
Konstruktion	Außengehäuse	Hochwertige Stahlplatten mit Sprühverfahren
	Innengehäuse	304 Rostfreier Stahl
	Schaumstoff-Deckel	3
	Rollen	6
	Zugang Testport	1 Stück Ø 40 mm
	Datenerfassung / Zeit / Dauer	Drucken / Aufnahme alle 20 Minuten / 7 Tage
	Backup-Batterie	Ja
	Alarm	Temperatur
Elektrik		Stromausfall, schwache Batterie
System		Sensorfehler, Kommunikationsfehler der Hauptplatine, Überhitzung des Verflüssigers
Elektrische Daten	Stromversorgung (V/Hz)	380 / 50-60
	Nennleistung (W)	4500
	Stromverbrauch (KWh/24h)	90
	Stromstärke (A)	20,8
Zubehör	Standard	Chartrecorder, CO2-Backup-System,

Die in dieser Broschüre angegebenen Modelle, Parameter und Leistungen können aufgrund von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Produktabbildungen in dieser Broschüre können von den tatsächlichen Produkten abweichen. Wenn Sie ein Produkt kaufen möchten, überprüfen Sie bitte das tatsächliche Produkt.