



PCRFAST

Technisches Datenblatt



Technische Spezifikationen

FASTER Produktschutzwerkbank

FASTER PCRFAST | Gemäß EN 61010-1, ISO 14644-1 mit HEPA-Filter

Beschreibung	Einheit	PCRFAST
Allgemeine Maße B×H×T	mm	727 × 960 × 620
Nutzbare Maße B×H×T	mm	700 × 550 × 600
Arbeitsöffnung	mm	200
max. Frontöffnung	mm	500
Gewicht	kg	55
UV-Lichtstrahlungsdurchfluss	mW	170
UV-Licht durchschnittliche Lebensdauer	h	8.000
UV-Licht Zeiteinstellung	h	4(+/- 1 Min Genauigkeit)
UV-Licht Spitzenwellenlänge	nm	275
Geräuschpegel ¹	db(A)	<54
LED Lichtstärke	lux	>2100
Innere Absicherung	A	4
Elektrischer Anschluss		1Ph+E - 230V 50Hz
Stromverbrauch ²	kW	0,11 kW
Interne Absicherung	A	4
Zubehör		- HEPA-Filter + Motorgebläse KIT - Untergestell für Sitzarbeitsplatz - Zusätzliche Steckdose

¹ Ausgestattet mit HEPA-Filter Kit

² Saubere Filter, Beleuchtung aktiviert, interne Ausgangslast ausgeschlossen.