



SafeFAST XXL

Technisches Datenblatt



Technische Spezifikationen

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank

FASTER SafeFAST XXL | Klasse II gemäß DIN EN 12469:2000

Beschreibung	Einheit	1,2 m	1,5 m	1,8 m	2,2 m
Allgemeine Maße B×H×T	mm	1233×1885×1190	1637×1885×1190	1942×1885×1190	2398×1885×1190
Nutzbare Maße B×H×T	mm	1190×1000×1000	1495×1000×1000	1800×1000×1000	2256×1000×1000
Gerätehöhe mit Untergestell (Standard)	mm			2600	
Arbeitshöhe (Sitzarbeitsplatz)	mm			810	
Arbeitsöffnung	mm			200	
Max. Frontöffnung	mm			600	
Komplette Frontscheibenöffnung	mm		1000 bei Frontscheibenentfernung		
Gewicht	kg	310	376	450	600
Abluft	m ³ /h	390	486	585	715
Inflow	m/s			0,45	
Downflow	m/s			0,32	
Geräuschpegel	⁽¹⁾ dB(A)	<53	<55	<56	<58
Lichtstärke	lux	>950	>950	>950	>950
Elektrischer Anschluss		1Ph+E - 230 V 50 Hz, Kabellänge 2,5 m (Schuko-Stecker)			
Gesamtstrom	⁽¹⁾⁽²⁾ A	9,45	9,7	10	13
Stromverbrauch	W	450	650	750	850
Schutzklasse / IP				1 / 20	
Interne Absicherung	A			4	
Wärmeabgabe	W			○	
Betriebsmodus für Nachtabenkung		●	●	●	●
Fernwartung (Remote Control Function)		●	●	●	●
Quick Start Function / Energy Save Mode		●	●	●	●
Steckdosen IP66			2		
Weiterer HEPA-Filter		●	●	●	●
Zeitschaltuhr für programmierbaren Start / Stop		●	●	●	●

(1) Gemessen in Betriebszustand gemäß EN12469:2000

(2) Gemessen mit sauberem Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus

● Standard ● Optional ○ Nicht verfügbar