



- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Sehr leise ab < 49 dB(A)
- Platzsparend

GloveFAST Cyto

Der Kompakte unter den FASTER Isolatoren



CARLO ERBA
REAGENTS

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

FASTER Isolatoren

Klasse II gemäß EN 12469, DIN 12980

GloveFAST Cyto

Beschreibung	Einheit	0.9 m	1.2 m	1.5 m
Allgemeine Maße B×H×T ⁽¹⁾⁽⁴⁾ Inkl. Untergestell	mm	1350×2345×860	1655×2345×860	1960×2345×860
Nutzbare Maße B×H×T	mm	850×740×580	1155×740×580	1460×740×580
Arbeitshöhe Isolator	mm	750	750	750
Materialschleuse B×H×T	mm		300×300×400	
Glove Ports	mm		300	
Gewicht	kg	240	315	325
Abluft	m ³ /h	290	390	485
Geräuschpegel ⁽²⁾	dB(A)	<49	<52	<54
Lichtstärke	lux	>1100	>1200	>1300
Elektrischer Anschluss			1Ph+E - 230V 50Hz	
Stromverbrauch	W	175	240	360
Gesamtstrom ⁽²⁾⁽³⁾	A	2,3	3,0	4,5
Schutzklasse / IP			1 / 20	
interne Absicherung			6A	

(1) Die Gesamttiefe des Isolators kann auf 780 mm reduziert werden bei Demontage der Rückwand

(2) Gemessen in Betriebszustand gemäß EN12469: 2000

(3) Gemessen mit sauberen Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus

(4) Die Gesamthöhe des Isolators, ohne Untergestell, zur Einbringung durch eine Tür beträgt 1995 mm