



ISO-FOOTREST



CARLO ERBA
REAGENTS

ISO-FOOTREST

Problemloses, ergonomisches Arbeiten für Groß und Klein an Isolatoren



Montageplatte zum Anbringen des Fußschalters. Drei Positionen wählbar.



Auslöseknopf für die Höhenverstellung

Funktionsmerkmale

- bewegliche Fußplatte aus Kunststoff, mit Noppen, rutschfest
- Höhenverstellung 110 - 320 mm mittels Gasfeder, Auslösung durch Knopfdruck
- in der Neigung von 0° - 30° verstellbar
- ausgestattet mit Montageplatten zur Anbringung der Isolator-Fußschalter